



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Laboratorio > Analisi petrografiche

MICROSCOPIO TRINOCULARE EPI-FLUORESCENZA

MICROSCOPIO TRINOCULARE horus METALLOGRAFICO

MICROSCOPIO TRINOCULARE horus METALLOGRAFICO ILLUMINAZIONE A LED Testata: trinoculare con distanza interpupillare e compensazione diottrica regolabili, Sistema ottico Planacromatico, predisposto per collegamento a telecamere con ottica tipo oculare. Oculari: oculari a largo campo WF10x/20mm Portaobiettivi: revolver portaobiettivi a 5 posti, rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto. Obiettivi: Planacromatici IOS MET 4x/0.10 - 10x/0.25 - 20X/0,40, 40x/0.65 - 50x/0.75 (no copri oggetto). Piano portapreparati: di grandi dimensioni (216x150 mm) equipaggiato con tavolo traslatore graduato a doppio nonio, con comandi coassiali disposti perpendicolarmente rispetto al piano ed in posizione ribassata per agevolare al massimo le operazioni di traslazione del preparato. Messa a fuoco: macro e micrometrica (graduazione da 0,002mm) mediante manopole coassiali poste ai lati dello stativo Condensatore: composto da un sistema di condensazione della luce a doppia lente e di diaframma a iride. La regolazione dell'altrezza si effettua mediante una manopola laterale che comanda un meccanismo di traslazione a pignone e cremagliera Illuminatore a luce trasmessa costituito da lampada X-LED 3,6 W (eq.alogena 50W) Temp.colore 6300K Vite media 50.000h con lente condensatrice smerigliata e regolatore dell'intensit` luminosa il tutto realizzato secondo lo schema di Kohler. Illuminatore per luce riflessa e , lampada X-LED 3,6 W (eq.alogena 50W) Temp.colore 6300K Vite media 50.000h regolabile e slitta per inserimento filtri. Alimentazione 110/230V 50/60 Hz Dimensioni: 210x370xh480 mm Peso 5 Kg.

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
----------	-------------	------------	-----------



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

72035	MICROSCOPIO TRINOCULARE horus METALLOGRAFICO		MET
-------	--	--	-----