



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Laboratorio > Analisi petrografiche

MICROSCOPIO TRINOCULARE EPI-FLUORESCENZA

**MICROSCOPIO TRINOCULARE horus biologico a epi-fluorescenza 100W e TRASMESSA
X-LED**

MICROSCOPIO TRINOCULARE horus biologico a epi-fluorescenza 100W e TRASMESSA

X-LED Testata: trinoculare con distanza interpupillare e compensazione diottrica regolabili, Sistema ottico IOS, distanza parafoale 45mm, predisposto per collegamento a telecamere con ottica tipo oculare. Oculari: oculari a largo campo WF10x/22mm Portaobiettivi: revolver portaobiettivi a 5 posti, rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto. Obiettivi: Planacromatici IOS per utilizzo con luce incidente a fluorescenza 4x/0.13 - 10x/0.30 - 20X/0.50, 40x/0.75 Piano portapreparati: di grandi dimensioni (175x145 mm) equipaggiato con tavolo traslatore graduato a doppio nonio, con comandi coassiali disposti perpendicolarmente rispetto al piano ed in posizione ribassata per agevolare al massimo le operazioni di traslazione del preparato. Messa a fuoco: macro e micrometrica (graduazione da 0,002mm) mediante manopole coassiali poste ai lati dello stativo Condensatore: composto da un sistema di condensazione della luce a doppia lente e di diaframma a iride. La regolazione dell'altezza si effettua mediante una manopola laterale che comanda un meccanismo di traslazione a pignone e cremagliera Illuminatore per luce trasmessa: costituito da lampada X-LED alta potenza con lente condensatrice smerigliata e regolatore dell'intensità luminosa il tutto realizzato secondo lo schema di Kohler. Illuminatore a fluorescenza per luce incidente, lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione, potenza 100W. Sistema di centratura della lampada, collettore con messa a fuoco e sistema a 2 filtri di eccitazione (blu e verde). Filtri opzionali: V(385-425 nm), UV(325-375 nm)

ultima modifica: 3-/0/2016



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
72035	MICROSCOPIO TRINOCULARE horus biologico a epi-fluorescenza 100W e TRASMESSA X-L	LEPI5	