



**BRESCIANISRL.it**

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

## Catalogo prodotti

Laboratorio > Stereomicroscopi

# MICROSCOPIO ARGO T4 TRINOCULARE STATIVO A SBALZO

MICROSCOPIO ARGO T4 TRINOCULARE STATIVO A SBALZO





# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

MICROSCOPIO ARGO T4 TRINOCULARE CON OBIETTIVI 10X E STATIVO STATIVO A SBALZO- Corpo con variatore di ingrandimenti zoom da 0,7x a 4,5x, distanza di lavoro 100 mm, tubo trinoculare inclinato di 45°. Regolazione distanza interpupillare compresa tra 51 e 75 mm. Ingrandimenti da 7X a 45X. - Coppia obiettivi 10x con indice di campo 20. Stativo a sbalzo per applicazioni speciali. Altezza totale dello stativo: 42 cm; base 23x23 cm; lunghezza braccio orizzontale:45 cm. Completamente realizzato in metallo. Accetta senza aggiunte di altri accessori la macchina digitale art. 72028 e con apposito adattatore terminante con passo C le telecamere.

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
72006	MICROSCOPIO ARGO T4 TRINOCULARE STATIVO A SBALZO		T4