



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

AGAR PURISSIMA IN POLVERE

AGAR PURISSIMA IN POLVERE

L'agar-agar ha un alto contenuto di mucillagini (65%) e di Carragenina (sostanza gelatinosa, nota in farmacopea come alginato). L'alga da cui si ricava l'agar-agar in giapponese • chiamata tengusa e ha pareti cellulari ricche di amidi e di polisaccaridi complessi simili alla cellulosa. L'agar agar nell'industria farmaceutica e dolciaria • usato come addensante, viene impiegato nella preparazione di gelatine. Si indurisce sotto i 25j C

ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
51381	AGAR PURISSIMA IN POLVERE	FLAC.100gr	FV10S
51381	AGAR PURISSIMA IN POLVERE	FLAC.1Kg	BP01A
51381	AGAR PURISSIMA IN POLVERE	Sacco 25 Kg	SP25A