



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

Sicurezza > Guanti-tute-elemetti

Stazione di lavaggio oculare d'emergenza

Stazione di lavaggio oculare d'emergenza





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Stazione di lavaggio oculare d'emergenza

Contiene il necessario per un efficace primo lavaggio oculare d'emergenza.

L'utilizzo è semplice ed immediato: • sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo, In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone • pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto, ottenendo un efficace lavaggio oculare, senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato all'interno della stazione può essere un utile accessorio per una prima valutazione di eventuali danni. Contenuto:

2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml

2 doccette oculari anatomiche integrate

1 specchietto

La stazione • realizzata in materiale termoformato con coperchio trasparente. Applicabile a parete, • corredato di viti con tasselli. Peso: 1,5 Kg. Dimensioni: 410 x 320 x 80 mm.

ultima modifica: 7-/0/2018

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
91554	Stazione di lavaggio oculare d'emergenza		